



OMEGA OPTIX

Instructions d'utilisation (manipulation) - pour verres de lunettes

Nom du produit : Verres dioptriques organiques

Objectif du produit : « Les verres de lunettes sont utilisés pour corriger les défauts de vision tels que : myopie, hypermétropie, astigmatisme ou presbytie. "Si la correction est mal choisie, les individus peuvent perdre leur orientation ou avoir des changements de vision."

Comment conserver le produit : "Conserver les verres de lunettes dans un environnement sec à une température comprise entre -20 °C et +50 °C Conservez vos verres de lunettes dans leur emballage d'origine. "

Comment prendre soin du produit : ""Ne placez pas le support face vers le bas.

Utilisez un matériel adapté pour nettoyer les verres de vos lunettes : un chiffon doux, de préférence en microfibre, n'utilisez jamais de chiffon rugueux. Ne nettoyez pas les verres à sec. ""

Avertissement:

"Les nouvelles lunettes (en cas de changements dioptriques ou de passage à des lentilles multifocales) nécessitent de s'habituer aux nouvelles verres.

Ces verres de lunettes ne sont pas destinés à protéger les yeux de l'utilisateur contre les blessures.

N'utilisez pas de verres pour regarder directement le soleil.

L'utilisation de nettoyants contenant de l'acétone, du méthanol, de l'ammoniaque et d'autres solvants peut endommager certains types de lentilles.

Ne lavez pas la couche antidérapante et le coussinet de lentille avant de couper les lentilles.

N'utilisez pas de verres teintés à 85 % ou plus pour la conduite de nuit."

Producteur: Le manuel d'instructions a été révisé

